


# LabVIEW Workshop Block 8 DAQmx





#### Inhalt


- Besprechung Aufgabenstellung
- MAX
- DAQmx Datenerfassung
- Beispielprogramm mit myDAQ



#### MAX


- Stand alone Application
- Konfiguriert National Instruments Soft- und Hardware
- Zeigt die verbundene Instrumente
- Verwaltet globale Tasks, Channels, Scales, virtual Instruments
- Diagnose und Testpanels
- Update von Software bzw. Firmware
- Zugang zu Protokollen/Treiber wie CAN, DAQ, GPIB, VISA...

## **MAX** – Measurement and Automation Explorer





#### **DAQmx**





Eingangskanal

## DAQ Philosophie (Variante mit virtuellen Kanälen)

Channel virtual Channel Task Channel virtual Channel Channel virtual Channel virtual Channel Channel physikalischer

Eingangskanal mit

wie Bereich, Einheit,

zusätzlichen Eigenschaften

Skalierung, Verdrahtung

labw, FHNW IA S.Germann, D.Begert 11.11.2021

Bündelung von einem oder


Sampling Rate bzw. No. of

Samples, Modi...

mehreren (virtual) Channels.


Eigenschaften wie Triggerung,








## virtual DAQ Channel erzeugen (LV Project)






Im Projekt


→ New → NI-DAQmx Channel

Signalart wählen



## virtual DAQ Channel erzeugen (LV Project)






physikalischer Kanal auswählen

Name bestimmen


## virtual DAQ Channel erzeugen (LV Project)




Testen, Range einstellen. Allenfalls Skalierung hinterlegen



## **DAQ Task erzeugen (LV Project)**






Im Projekt


→ New → NI-DAQmx Task

Signalart wählen



## **DAQ Task erzeugen (LV Project)**






Virtual Channel aus dem Projekt wählen (Reiter beachten!). Auch mehrere selektierbar

Name bestimmen




## **DAQ Task erzeugen (LV Project)**



Testen, Trigger und Samplingeinstellungen vornehmen.




#### **DAQ Task im VI verwenden**



Task kann direkt verwendet werden. Bitte Task nach der Verwendung mit Clear Task freigeben




#### **DAQ Task im VI verwenden**



Task kann direkt verwendet werden. Bitte Task nach der Verwendung mit Clear Task freigeben



#### **DAQ Task im VI verwenden**





Taskeigenschaften können dynamisch erstellt oder manipuliert werden




## Kleinprojekt Batterietester











#### Quellen

- LabVIEW-Kurs, Kurt Reim, Vogel Business Media Verlag, 978-3-8343-3294-3 (2014)
- Speicherprogrammierbare Steuerungen für die Fabrik- und Prozessautomation, Matthias Seitz, Carl Hanser Verlag München, ISBN 978-3-446-43326-7 (2012)
- Einführung in LabVIEW, Wolfgang Georgi und Ergun Metin, Carl Hanser Verlag München, ISBN 978-3-446-42386-2 (2014)
- Software Engineering, Jochen Ludewig und Horst Lichter, dpunkt.verlag Heigelberg, ISBN 978-3-89864-662-8
- Moden Industrial Automation Software Design, Lingfeng Wang und Kay Chen Tan, John Wiley & Sons, Hoboken (New Jersey),
   ISBN 13 978-0-471-68373-5 (2006)
- Lehrbuch der Softwaretechnik, Helmut Balzert, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, ISBN 978-3-8274-1705-3 (2009)
- Usability Engineering kompakt, Michael Richter und Markus Flückiger, Springer Verlag Heidelberg, ISBN 978-3-642-34831-0 (2013)
- <a href="http://www.fhnw.ch/technik/st/modul/9034657">http://www.fhnw.ch/technik/st/modul/9034657</a>, FHNW Modulbeschreibung, Homepage, FHNW Brugg-Windisch (2015)
- <a href="http://www.ni.com">http://www.ni.com</a>, National Instruments Homepage, Texas USA (2015)
- LabVIEW 2014, Programm, ausführliche Hilfethemen im Programm, National Instruments, Texas USA (2014)
- <a href="http://www.tiobe.com">http://www.tiobe.com</a>, Tiobe Software, Eindhoven Niederlande